



TANDEM[®]
DIABETES CARE

Set Infusionali



La possibilità di scegliere tra diverse tipologie di cannula, lunghezza del catetere, angolo e metodo di inserzione soddisfa le esigenze di ogni paziente che utilizza la pompa per insulina Tandem t:slim X2

Connessione t:lock™

La nuova connessione t:lock™ è stata progettata sulla base delle opinioni raccolte direttamente dai pazienti sul processo di riempimento dei set infusionali con l'insulina.

Il nuovo design:




Riduce il tempo necessario per riempire il set infusionale di 30 secondi




Riduce la quantità di insulina utilizzata nel processo di riempimento di 4,4 U

SEZIONE TRASVERSALE DELLA CONNESSIONE



CONNESSIONE E DIAMETRO INTERNO





TANDEM[®]
DIABETES CARE

Set Infusionali



La scelta del set infusionale riveste un ruolo importante per il successo della terapia con la pompa per insulina. Ecco perché sono disponibili così tante scelte.



Set infusionale AutoSoft™ 90

- » Set infusionale con cannula in Teflon e angolo di inserzione a 90°
- » Set infusionale compatto con meccanismo automatico che consente l'inserzione con una sola mano in modo rapido e semplice
- » Connettore a click che semplifica la riconnessione al sito di inserzione
- » Connettore ergonomico che facilita la disconnessione
- » Finestra trasparente per supervisione del sito di inserzione

90°
Teflon



Dispositivo di inserzione precaricato

Lunghezza cannula	Lunghezza catetere	Riempimento cannula	Colori
6 mm	60 e 110 cm	0.3 U	Grigio Rosa Blu
9 mm	60 e 110 cm	0.5 U	Grigio Rosa Blu

Set infusionale AutoSoft™ 30


- » Set infusionale con cannula in Teflon e angolo di inserzione a 30°
- » Set infusionale angolato compatto con dispositivo di inserzione integrato monouso
- » Connettore a click che semplifica la riconnessione al sito di inserzione
- » Finestra trasparente per supervisione del sito di inserzione
- » Indicato per soggetti attivi, adulti magri e bambini

30°
Teflon



Dispositivo di inserzione precaricato

Lunghezza cannula	Lunghezza catetere	Riempimento cannula	Colori
13 mm	60 e 110 cm	0.7 U	Grigio



Set infusione VariSoft™

20°-45°

Teflon

- » Consente la scelta dell'angolo di inserzione più confortevole (20° - 45°)
- » Facilità di inserzione manuale e comodità di disconnessione dal sito
- » Finestra trasparente per supervisione del sito di inserzione
- » Indicato per soggetti attivi, adulti magri e bambini

Lunghezza cannula	Lunghezza catetere	Riempimento cannula	Colori
13 mm	60 e 110 cm	0.7 U	Trasparente
17 mm	60 e 110 cm	0.7 U	Trasparente

Set infusione TruSteel™

90°

Acciaio

- » Set infusione con ago in acciaio inossidabile con inserzione a 90°
- » Ago molto sottile ad inserzione manuale
- » Adesivo aggiuntivo per una maggiore stabilità dell'ago
- » Semplicità e sicurezza per coloro che hanno sviluppato ipersensibilità al Teflon
- » Affidabilità senza compromettere il comfort

Lunghezza cannula	Lunghezza catetere	Riempimento cannula	Colori
6 mm	60 e 80 cm	-	Trasparente
8 mm	60 e 80 cm	-	Trasparente

STESSI SET INFUSIONALI, NUOVI NOMI

Set infusione Tandem	Set infusione corrispondente
AutoSoft™ 90	Inset™ II
AutoSoft™ 30	Inset™ 30
VariSoft™	Comfort™ e Comfort™ Short
TruSteel™	Contact™ Detach



TANDEM[®]
DIABETES CARE

Set Infusionali



UN SET INFUSIONALE PER OGNI ESIGENZA

	AutoSoft™ 90	AutoSoft™ 30	VariSoft™	TruSteel™
Cannula	Teflon	Teflon	Teflon	Ago Metallico
Angolo di inserzione	90°	30°	20°– 45°	90°
Disconnessione	Al sito	Al sito	Al sito	Distale
Fissaggio	Fissaggio adesivo in cotone, ipoallergenico e idrorepellente			
Metodo inserzione	Automatico	Automatico	Manuale	Manuale
Lunghezza catetere	60 cm e 110 cm	60 cm e 110 cm	60 cm e 110 cm	60 cm e 80 cm
Lunghezza cannula	6 mm e 9 mm	13 mm	13 mm e 17 mm	6 mm e 8 mm
Colore	Grigio Rosa Blu	Grigio	Trasparente	Trasparente



Distributore esclusivo per l'Italia:



MOVI S.p.A
Via Dione Cassio 15
20138 Milano
Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5061048
www.movigroup.com
Numero Verde: 800-272777



TANDEM[®]
DIABETES CARE

